

IDOS®

MEDISPRAY



- Désinfectant PAE à action rapide (30 secondes maximum)
- Sans rinçage
- Contact alimentaire
- Sans aldéhyde ni phénol
Odeur neutre



DÉSINFECTION RAPIDE DES MAINS DÉSINFECTION DES SURFACES ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

RÉFÉRENTIEL EN 14885 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NORMES

Bactéricidie	EN 13727	conditions saleté; 20°C; 30 sec.
Mycobactéricide	EN 14348	conditions saleté; 20°C; 30 sec.
Fongicide (Candida albicans)	EN 13624	conditions saleté; 20°C; 15 sec.
Virucidie Actif sur les virus H1N1 (grippe) Rota virus, Noro virus Virus enveloppés (Coronavirus et vaccinia)	selon la méthodologie de la norme NF EN 14476	conditions saleté; 20°C; 30 sec.

IDOS MEDISPRAY

IDOME

Carton de 6 pistolets
de 750 ML

FABRIQUÉ  EN FRANCE

ELCO PHARMA

afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION